

# SORDINA

TECHNOLOGY SERVING LIFE TECNOLOGIA PER LA VITA



## A3

STERILIZZATORE

Officine Sordina S.p.A.

Via E. Romagna, 9  
35020 Saonara (PD) Italia  
Tel. +39 049 8798101  
Fax. +39 049 8790377  
E-mail: [sordina@sordina.com](mailto:sordina@sordina.com)  
[www.sordina.com](http://www.sordina.com)



**A 336**

**A 336 P**

DIMENSIONI NOMINALI (mm)	300 x 300 x 600	300 x 300 x 600
DIMENSIONI REALI (mm)	Ø400 x 645	Ø400 x 660
CAPACITA' U.S.	1	1
CAPACITA' REALE (l)	81	83
INGOMBRO (mm)	800 x 800 x 1550	800 x 800 x 1550

**A 339**

**A 339 P**

DIMENSIONI NOMINALI (mm)	300 x 300 x 900	300 x 300 x 900
DIMENSIONI REALI (mm)	Ø400 x 975	Ø400 x 990
CAPACITA' U.S.	1.5	1.5
CAPACITA' REALE (l)	123	125
INGOMBRO (mm)	800 x 1130 x 1550	800 x 1130 x 1550

Sterilizzatrice a vapore veloce, conveniente, affidabile, di straordinaria facilità d'uso e di assoluta sicurezza rispetto allo standard.

● **Risparmi**

La camera di sterilizzazione in acciaio inossidabile austenitico AISI 321 è avvolta da un intercapedine in cui alloggiato le resistenze per la produzione di vapore, evitando l'impiego di un generatore separato. I consumi di energia elettrica sono ridotti in quanto le dispersioni termiche sono relative alla sola sterilizzatrice (camera e intercapedine).

● **Sicurezza**

Il sistema di gestione costituito da due unità indipendenti per il controllo e per la registrazione dei parametri di lavoro garantisce la sicurezza di funzionamento ed evita qualsiasi errore umano.

● **Efficienza**

I controlli e i dati di analisi sono gestiti da un unico terminale grafico touch screen a colori e l'accesso è protetto da password.

● **Semplicità**

La flessibilità del sistema hardware semplifica e velocizza il funzionamento della sterilizzatrice. I programmi standard sono predefiniti.

● **Versatilità**

Oltre ai tre programmi standard validati secondo la EN 285 ed ai due di test, per soddisfare le più particolari esigenze di sterilizzazione, possono essere impostati 27 programmi personalizzabili.

● **Compattezza e Compatibilità**

La sterilizzatrice occupa ingombri molto ridotti ed è dotata di ruote per una facile movimentazione. La sterilizzatrice classe A3 di nuova generazione ha gli stessi ingombri della vecchia generazione. L'eventuale sostituzione del vecchio modello non richiede nessun intervento di tipo edile.

● **Velocità**

Il generatore di vapore integrato riduce sia i tempi di riscaldamento sia i tempi del ciclo di sterilizzazione.

● **Affidabilità**

Il sistema di drenaggio automatico del generatore di vapore a fine ciclo garantisce la durata del sistema di riscaldamento elettrico e la totale assenza di depositi calcarei. Sono inoltre utilizzati componenti di altissima qualità.

**QUALITÀ GARANTITA E CERTIFICATA**

● Tutti i ricambi sono contraddistinti dall'adesivo con il marchio Sordina che ne garantisce l'originalità e la garanzia per un anno. In qualsiasi momento si può contare sui nostri tecnici che, rispettando il Sistema di Qualità Aziendale e partecipando ad una costante attività di formazione, garantiscono la qualità del loro servizio.

● Progettato e realizzato in conformità ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE e secondo le norme EN 285, EN 61010-01, CEI EN 61010-2-41.



Per informazioni più dettagliate visitate il nostro sito [www.sordina.com](http://www.sordina.com)