

SORDINA

technology serving life



Sordina Medical Technologies S.r.l.

Tel +39 0444 233750 - Fax +39 0444 233790
info@sordina.com - www.sordina.com

Registered Office

Galleria Pozzo Rosso 13
36100 Vicenza, Italy
REA VI-357804

ST1
Tavolo Operatorio

**Meccanico multifunzione
d'alta qualità
ad un prezzo contenuto**




Da oltre 140 anni Sordina mette al servizio delle equipe mediche e dei loro pazienti il proprio know-how realizzando tavoli operatori di alta qualità capaci di durare nel tempo soddisfacendo molteplici esigenze. Rispondendo a precise necessità espresse dai team di sala operatoria, con passione italiana e visione globale, Sordina ha sviluppato una nuova generazione di tavoli operatori capaci di offrire un alto rendimento tecnico. Il nuovo tavolo ST1 risulta un oggetto facile da usare, efficace, robusto concepito per l'attività routinaria di sala operatoria. Le sue prestazioni tecniche abbinate alla qualità di fattura rendono l'ST1 estremamente appealing sia per gli operatori sia per le amministrazioni grazie al suo prezzo contenuto. Il tavolo ST1 è totalmente meccanico, come optional SMT può fornire alcune movimentazioni elettriche.

Tecnologia per la vita, la nuova generazione

Testiera a doppia
regolazione



Kidney bridge



Lock-unlock Rapido sistema
di aggancio/sgancio



Il piano operatorio é traslabile
per un'ottimale radiotrasparenza



Sistema di bloccaggio a pavimento
azionato da un'unico pedale

Tecnologia per la vita, la nuova generazione




I pianitesta a doppia regolazione sono dotati di movimento manuale assistita con molle a gas

I piani gambe prevedono molteplici configurazioni

I piani gambe sono dotati di movimentazione manuale assistita con molle a gas

Tecnologia per la vita, la nuova generazione

SPECIFICHE TECNICHE



Lunghezza piano	2020 mm
Larghezza piano (senza binari)	520 mm
Altezza (senza materassini)	680 mm-940 mm
Trendelenburg/anti Trendelenburg	20°/20°
Tilt laterale (sx/ dx)	20°/20°
Inclinazione sezione schiena	75°/25°
Inclinazione sezione testa	30°/45°
Inclinazione sezione gambe	5°/90°
Divaricazione sezione gambe	180°
Kidney bridge	110 mm
Traslazione longitudinale	300 mm
Portata massima	297 Kg

Tecnologia per la vita, la nuova generazione



I SERVIZI DI ASSISTENZA SORDINA

Il servizio di assistenza Sordina, assicura interventi d'emergenza in tempi brevissimi grazie alla capillare rete di tecnici altamente qualificati presenti sul territorio. Contattando il service department Sordina sarà possibile individuare la miglior formula service scegliendo tra varie opzioni quali manutenzione programmata e full risk.



service@sordina.com

QUALITA' GARANTITA E CERTIFICATA DAL 1875

- Tutti i prodotti Sordina sono progettati e realizzati secondo la Direttiva 93/42/CEE.
- Il Sistema di qualità aziendale è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 per cui Sordina ha da tempo ottenuto la certificazione.
- Gli accessori, studiati dal dipartimento ricerca e sviluppo Sordina in collaborazione con i più affermati centri clinici, ed i ricambi originali sono coperti da garanzia e sottoposti al controllo qualità.
- A garantire pienamente l'alto livello dei prodotti Sordina, sono infine i nostri tecnici specializzati, competenti ed esperti, supportati dalla costante attività di formazione aziendale e dalla lunga ed ineguagliabile tradizione Sordina. Una tradizione ultracentenaria che oggi si coniuga con le capacità di un nuovo e dinamico management per rispondere in modo sempre attento e personalizzato a tutte le molteplici esigenze dei nostri clienti attuali e futuri.

