

SORDINA

technology serving life



Sordina Medical Technologies S.r.l.

Tel +39 0444 233750 - Fax +39 0444 233790
info@sordina.com - www.sordina.com

Registered Office

Galleria Pozzo Rosso 13
36100 Vicenza, Italy
REA VI-357804

ST9
Tavolo Operatorio

Il nostro più avanzato
tavolo operatorio elettroidraulico
per chirurgia di alta complessità



Da oltre 140 anni Sordina mette al servizio delle equipe mediche e dei loro pazienti il proprio know-how realizzando tavoli operatori di alta qualità capaci di durare nel tempo soddisfacendo molteplici esigenze. Rispondendo a precise necessità espresse dai team di sala operatoria, con passione italiana e visione globale, Sordina ha sviluppato una nuova generazione di tavoli operatori capaci di offrire un alto rendimento tecnico offrendo una straordinaria relazione qualità prezzo.

Affidabilità, precisione meccanica, design, praticità, facilità d'uso sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati dal Team Sordina per sviluppare il nuovo tavolo operatorio top di gamma, il modello ST9.

Il tavolo ST9 racchiude la storica ed affermata esperienza Sordina adattandosi alle nuove esigenze chirurgiche. L'ST9 infatti ha un cuore elettroidraulico in grado di garantire l'alta riproducibilità delle movimentazioni che risulteranno essere sempre precise e delicate. Il tavolo ST 9 può essere equipaggiato con una vasta gamma di accessori dedicati a molteplici specialità chirurgiche.

Tecnologia per la vita, la nuova generazione



Telecomando ad infrarossi e via cavo

Testiera a doppia regolazione

Console dotata di tastier a membrana per effettuare tutte le movimentazioni autotmatiche

Base ergonomica ideale per facilitare i movimenti dell'equipe chirurgica

Tecnologia per la vita, la nuova generazione

Materassini antistatici, radiotraspiranti e latex free, sono disponibili anche in memory foam con effetto antidecupito


Il piano operatorio è traslabile per un'ottimale radiotrasparenza

I piani operatori sono a sezioni modulari intercambiabili, realizzati in acciaio inox. Il materiale costruttivo del piano operatorio garantisce un'elevata resistenza meccanica, ottima resistenza alla corrosione e pesi estremamente ridotti per assicurare un'estrema facilità di trasferimento delle varie sezioni del piano. Inoltre, l'assenza di saldature, sporgenze ed ingombri meccanici garantisce superfici estremamente lisce rendendo le operazioni di pulizia e disinfezione più semplici. Le movimentazioni elettroidrauliche del tavolo operatorio garantiscono una migliore rigidità e solidità del sistema, minore presenza di giochi meccanici ed una maggiore fluidità e precisione dei movimenti.

Ogni singola sezione è allineabile in modo indipendente dalle altre



Sistema di aggancio/sgancio rapido Lock-Unlock



Sistema di bloccaggio a pavimento azionato elettricamente



L'intero piano è allineabile automaticamente tramite un unico pulsante.

Tecnologia per la vita, la nuova generazione



Tecnologia per la vita, la nuova generazione

SUPERBA VERSATILITÀ

I piani gambe prevedono molteplici configurazioni e sono dotati di movimentazione manuale assistita

Piani testa a doppia regolazione sono dotati di movimentazione manuale assistita con molle a gas



Tecnologia per la vita, la nuova generazione



chirurgia addominale



chirurgia spinale



chirurgia toracica



neurochirurgia in posizione crona



chirurgia ginecologica / urologia



chirurgia ortopedica



chirurgia ortopedica



chirurgia ortopedica posizione laterale



chirurgia del ginocchio



neurochirurgia

I SERVIZI DI ASSISTENZA SORDINA

Il servizio di assistenza Sordina, assicura interventi d'emergenza in tempi brevissimi grazie alla capillare rete di tecnici altamente qualificati presenti sul territorio. Contattando il service department Sordina sarà possibile individuare la miglior formula service scegliendo tra varie opzioni quali manutenzione programmata e full risk.

Numero Assistenza
+39 0444 233 750

service@sordina.com

QUALITA' GARANTITA E CERTIFICATA DAL 1875

- Tutti i prodotti Sordina sono progettati e realizzati secondo la Direttiva 93/42/CEE.
- Il Sistema di qualità aziendale è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 per cui Sordina ha da tempo ottenuto la certificazione.
- Gli accessori, studiati dal dipartimento ricerca e sviluppo Sordina in collaborazione con i più affermati centri clinici, ed i ricambi originali sono coperti da garanzia e sottoposti al controllo qualità.
- A garantire pienamente l'alto livello dei prodotti Sordina, sono infine i nostri tecnici specializzati, competenti ed esperti, supportati dalla costante attività di formazione aziendale e dalla lunga ed ineguagliabile tradizione Sordina. Una tradizione ultracentenaria che oggi si coniuga con le capacità di un nuovo e dinamico management per rispondere in modo sempre attento e personalizzato a tutte le molteplici esigenze dei nostri clienti attuali e futuri.

